

... le **1<sup>er</sup> laser** portatif  
d'optimisation cicatricielle.



Une technologie médicale innovante, le [Laser UrgoTouch](#), a été conçu pour améliorer notablement l'**apparence des cicatrices**. Cet appareil permet d'intervenir sur l'aspect imprévisible que peuvent prendre les différents types de cicatrices, à la suite d'une chirurgie esthétique ou réparatrice.

### En quoi consiste le laser UrgoTouch ?

Il s'agit d'un dispositif électronique médical créé récemment par les laboratoires Urgo. Comme ce petit appareil miniaturisé est portatif, le chirurgien esthétique peut l'utiliser directement au bloc opératoire. Le but visé du laser UrgoTouch est d'améliorer la qualité esthétique du résultat.

### Comment se déroule le processus de cicatrisation naturel ?

Lorsque le tissu humain cicatrise, les cellules de la peau vont se multiplier et générer du collagène, lequel va créer un véritable **réseau de fibres collagéniques** afin de combler la zone affectée. L'évolution et la durée de ce processus physiologique naturel diffèrent en fonction de l'individu, de la zone concernée et du type de cicatrice (fine, large, blanche, pigmentée, boursouflée...) ; pour ces raisons, le résultat final demeure donc imprévisible. Le traitement ne prend qu'une douzaine de secondes et n'implique aucune douleur pour le patient.

### Quel est le fonctionnement du laser UrgoTouch ?

Le tir précis du laser de l'appareil permet d'intervenir en profondeur dans le tissu cicatriciel. Il fait augmenter localement la température pour agir plus efficacement sur la réaction inflammatoire normale d'une cicatrice. En maximisant l'organisation du réseau de fibres collagéniques, le processus de cicatrisation en est amélioré, tout comme l'aspect esthétique final de la cicatrice.

### **Dans quels cas l'utilisation du laser UrgoTouch est-elle indiquée ?**

Le laser UrgoTouch peut être utilisé pour traiter les cicatrices de toutes tailles, reliées à une chirurgie esthétique ou réparatrice prévue.

### **Quelle est l'efficacité du laser UrgoTouch?**

De nombreuses études cliniques ont été réalisées sur plusieurs patients, dans des centres de référence reconnus. Il a été démontré que l'emploi de cet appareil au laser pouvait **améliorer l'aspect des cicatrices de 40%**

. Ainsi, de plus en plus de chirurgiens esthétiques et plastiques en font l'utilisation, en France et ailleurs.

### **Quel est le déroulement d'un traitement au laser UrgoTouch ?**

Le chirurgien effectue le traitement par laser UrgoTouch qu'à la toute fin de la chirurgie esthétique ou réparatrice. Le traitement s'avère indolore, puisque le patient demeure sous anesthésie durant le processus. Une seule séance est suffisante et ne nécessite pas d'autres interventions après la chirurgie.

### **Le laser UrgoTouch comporte-t-il des dangers pour le patient ?**

Aucun danger n'est relié à l'utilisation de ce dispositif. Un système de sécurité automatisé appelé "SCAR Control System" permet de réguler la dose d'énergie spécifique pour traiter la zone cicatricielle, évitant ainsi tout risque d'accident.

### **Comment puis-je savoir si je suis un bon candidat au traitement laser UrgoTouch ?**

## Laser Urgo Touch

Écrit par PubliRédaction

Samedi, 22 Septembre 2018 12:09 - Mis à jour Lundi, 24 Septembre 2018 12:08

---

[Le chirurgien vous rencontrera](#) en consultation préopératoire afin d'évaluer la pertinence d'utiliser le laser UrgoTouch dans votre cas. Il doit tenir compte de certains facteurs importants tels que des troubles de la cicatrisation, des traitements pouvant interférer avec la cicatrisation, des affections dermatologiques, maladies auto-immunes et autres.